



SERINGUES NASALES POUR ENFANTS





Pack de 2. Marque PETIT NEZ

Les SERINGUES NASALES POUR ENFANTS de PETIT NEZ de contenance maximale 10ML sont parfaitement adaptés pour le nettoyage du nez des enfants. Elles permettent le nettoyage en une seule pression.

Les embouts en silicone facilitent l'introduction dans le nez. Ces produits sont exempts de BPA et de phtalates.

PETIT NEZ est une marque Française. Les produits sont aux normes CE en vigueur.

Utilisable à partir d'un âge de 4 mois.

Le pack est constitué de 2 seringues réutilisables.

Description SERINGUES NASALES POUR ENFANTS



CONSEILS D'UTILISATION

A partir de 4 mois utiliser 5ML.

A partir de 8 mois utiliser 10ML

Pour la première mettre un récipient destiné à cet usage pendant 4 min dans de l'eau bouillante avec la seringue. Mettre due sérum dans le récipient.

Aspirer le liquide du récipient dans la seringue.



AVANTAGES ÉCOLOGIQUES



COMPOSITION